

F · S · T

Wullstein Retractor - 3x3 Blunt/10.5cm/4.5cm Maximum Spread



Allgemein

| | |
|---------------|---------------|
| Produktnummer | 17018-11 |
| Kategorie | Retractors |
| EAN | 4251909505974 |



Finde 17018-11 auf
finescience.com

Technische Informationen

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------|------|
| Versandgewicht | 50 g | Nettogewicht | 49 g |
| Paketgröße | 1 Pc. | Maßeinheit | EA |
| Mindestbestellmenge | 1 | | |
| Alloymaterial | Surgical Stainless Steel (Inox) | | |
| Autoclavesafe | Yes | | |
| Length | 11 cm | | |
| Maximumspread | 3 cm | | |
| Shape | Angled down | | |
| Teeth | 3 x 3 Blunt | | |
| Teethlength | 16 mm | | |
| Teethwidth | 2 mm | | |