



Blair Retractor - 4 Pronged Blunt/13cm



Allgemein

Produktnummer	17022-13
Kategorie	Retractors
EAN	4251909506001



Finde 17022-13 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	14 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	13 cm		
Teeth	4 Blunt		
Teethdepth	3.5 mm		
Teethwidth	6 mm		