

F · S · T

Fine Retractor - 2 Pronged Blunt/13.5cm



Allgemein

Produktnummer	17023-13
Kategorie	Retractors
EAN	4251909506018



Finde 17023-13 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	14 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	13.5 cm		
Teeth	2 Blunt		
Teethdepth	8.5 mm		
Teethwidth	6 mm		