

F · S · T**Moria Barraquer Retractor - 3.3 cm/1.5 cm****Allgemein**

Produktnummer	17300-03
Kategorie	Retractors
EAN	4251909512415



Finde 17300-03 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	2 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	3.3 cm		
Maximumspread	1.5 cm		
Teeth	Wire		
Teethdepth	5 mm		
Teethlength	10 mm		
Teethwidth	5 mm		