




Moria Barraquer Retractor - 3.5 cm/2 cm



Allgemein

Produktnummer	17300-04
Kategorie	Retractors
EAN	4251909512422



Finde 17300-04 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	2 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	3.5 cm		
Maximumspread	2 cm		
Tapewidth	5 mm		
Teeth	Wire		
Teethdepth	7 mm		
Teethlength	13 mm		