



Moria 7699 Corcelle Speculum Retractor - Blades/4.5cm/3.5cm Maximum Spread



Allgemein

Produktnummer	17370-53
Kategorie	Retractors
EAN	4251909506025



Finde 17370-53 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	3 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	4.5 cm		
Maximumspread	3.5 cm		
Shape	Curved		
Teeth	Atraumatic Blades		