



Small Vessel Cauterizer Kit



Dieser kleine drahtlose Kauter begrenzt die Blutungen auf ein Minimum, sodass die Operationsfläche frei von Klemmen bleibt. Die Temperatur an den Spitzen beträgt ca. 1000°C. Das Gerät sollte nur kurz aktiviert werden, damit die Spitzen nicht durchbrennen. Ersatzspitzen für den Kauter sind erhältlich. Entfernen Sie die Batterie vor dem Autoklavieren. Set enthält: 1 Kautergriff 1 gerade feine Spitze 1 gebogene feine Spitze 2 AA-Batterien 1 Aufbewahrungsbehälter

Allgemein

Produktnummer	18000-00
Kategorie	Lab Accessories > Cauterizer
EAN	4251909506032



Finde 18000-00 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	265 g	Nettogewicht	258 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Handlelength	13.5 cm		
Handleweight	100 g		