



Angled Fine Tip for Small Vessel Cauterizer



Allgemein

Produktnummer	18000-02
Kategorie	Lab Accessories > Cauterizer
EAN	4251909506056



Finde 18000-02 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	2 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Platinum-Iridium		
Autoclavesafe	Yes		
Tipdiameter	0.3 mm		
Tipshape	Angled / Fine		