



Diese Mikrokanüle ist ausgelegt auf schnelle und einfache Einstiche in Arterien und Venen. Sie kann auch als Dauerkatheter bei langfristigen Experimenten benutzt werden. Sie verfügt über eine geformte Spitze zur einfachen Einführung, eine Abrundung zum Einbinden, um ein versehentliches Entfernen zu verhindern und einen Luer-Anschluss zur Verbindung mit Infusionsleitungen. Mit Sorgfalt ist eine mehrfache Verwendung möglich. Genaue Anweisungen liegen bei.

Allgemein

Produktnummer	18000-10
Kategorie	Lab Accessories > Cannulas
EAN	4251909506087



Finde 18000-10 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox) trocar & teflon		
Length	8 cm		
Gauge	27		
Innerdiameter	0.16 mm		
Outerdiameter	0.33 mm		