



Die Schraube ermöglicht ein Einbringen von Scheiben und Kreissägen (FST Nr. 18000-20).

Allgemein

Produktnummer	18000-18
Kategorie	Lab Accessories > Micro Drill Accessories
EAN	4251909506100



Finde 18000-18 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	45 mm		
Shaftdiameter	2.3 mm		