



Circular Saw for Micro Drill

Zum Schneiden von Knochen und anderen harten Substanzen. Wird an Drehstift angefügt (FST Nr. 18000-18).



Allgemein

Produktnummer	18000-20
Kategorie	Lab Accessories > Micro Drill Accessories
EAN	4251909506117



Finde 18000-20 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	10 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Diameter	16 mm		
Shaftdiameter	2.3 mm		
Thickness	0.1 mm		