



Dieser chirurgische Hautmarkierer besitzt eine vielseitig einsetzbare Spitze für feine Linienmarkierung (0,02 mm) oder für breite (2 mm) Linien, wenn er im Winkel gehalten wird. Die Tinte ist violett, nicht giftig, nicht hautverfärbend und hält der chirurgischen Vorbereitung stand. Markierungen können mit Isopropylalkohol (Reiben) von der Haut entfernt werden. Inklusive eines biegsamen Lineals, das in Zentimetern und Zoll kalibriert ist.

## Allgemein

Produktnummer	18000-30
Kategorie	Lab Accessories > Marking & Identification
EAN	1088776100500



Finde 18000-30 auf  
[finescience.com](http://finescience.com)

## Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	3 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Various		
Autoclavesafe	Yes		
Color	violet		