



Trephines for Micro Drill - 2.3mm Tip Diameter/Stainless Steel



Diese Trephinen mit einer Seitenöffnung eignen sich perfekt zum beseitigen von Knochen und anderen Materialien.

Allgemein

Produktnummer	18004-23
Kategorie	Lab Accessories > Micro Drill Accessories
EAN	4251909506179



Finde 18004-23 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	2 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	44 mm		
Shaftdiameter	2.3 mm		
Tipdiameter	2.3 mm		