

F · S · T

## High Temperature Cautery Kit

MOST  
POPULARNOT  
AUTOCLAVABLE

Diese preisgünstigen Kauter mit hohen Temperaturen sind eine großartige Alternative zu den anderen verfügbaren Kautereinheiten. Die Temperatur an den Spitzen beträgt ca. 1000°C.

Das Set enthält:

Kit includes:

- 1 Cautery Handle
- 2 Standard Tips (18010-01)
- 2 Fine Tips (18010-02)
- 2 AA Batteries
- 1 Storage Case

## Allgemein

Produktnummer	18010-00
Kategorie	Lab Accessories > Cauterizer
EAN	4251909506209



Finde 18010-00 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

## Technische Informationen

Versandgewicht	260 g	Nettogewicht	258 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Various		
Autoclavesafe	No		
Handlelength	16 cm		
Handleweight	60 g		