



Tuebingen Suture Tying Forceps - 10cm



Ein Stift in dem Schaft begrenzt den ausgeübten Druck.

Allgemein

Produktnummer	18025-10
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909506339



Finde 18025-10 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	10 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	10 cm		
Tipdimensions	0.5 x 0.5 mm		
Tips	Smooth with platform		
Tipshape	Straight		
Tyingplatform	5 mm		