

F · S · T

## Round Handled Suture Tying Forceps - Curved/10.5cm



Runde Griffe ermöglichen eine problemlose Anpassung.

## Allgemein

Produktnummer	18026-10
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909506346



Finde 18026-10 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

## Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	15 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	10.5 cm		
Tipdimensions	0.35 x 0.5 mm		
Tips	Smooth with platform		
Tipshape	Curved		
Tyingplatform	5.5 mm		