



Suture Nylon Monofilament Suture - Nylon monofilament/Size 5/0



Nylon ist für seine einheitliche Durchmesserflexibilität und seine auffallend konsistente Knotensicherheit bekannt.

Allgemein

Produktnummer	18030-50
Kategorie	Needles, Threads & Holders > Thread
EAN	4251909506377



Finde 18030-50 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	17 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Nylon Monofilament		
Autoclavesafe	Yes		
Size	5/0		
Spoollength	91 m		
Sterile	No		
Suturediameter	0.1 mm		
Suturematerial	Nylon monofilament		