



Sample Corer - 8G



Dieses spezialisierte Instrument wurde für exakte quantitative Analysen entwickelt und wird komplett mit Kolben geliefert. Die präzise Konstruktion gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse und zuverlässige Messgenauigkeit in laboranalytischen Anwendungen.

Allgemein

Produktnummer	18035-03
Kategorie	Rongeurs, Punches & Sampling > Sampling
EAN	4251909506438



Finde 18035-03 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	17 g	Nettogewicht	16 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	8.5 cm		
Gauge	8		
Innerdiameter	3 mm		
Outerdiameter	4 mm		