



Sample Corer - 21G



Dieses spezialisierte Instrument wurde für exakte quantitative Analysen entwickelt und wird komplett mit Kolben geliefert. Die präzise Konstruktion gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse und zuverlässige Messgenauigkeit in laboranalytischen Anwendungen.

Allgemein

Produktnummer	18035-35
Kategorie	Rongeurs, Punches & Sampling > Sampling
EAN	4251909506452



Finde 18035-35 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	11 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	8.5 cm		
Gauge	21		
Innerdiameter	0.35 mm		
Outerdiameter	0.8 mm		