



NIH Style Neuro Punch - 22G



Zur Entnahme von Mikrobereichen gefrorenen Gehirns.

Allgemein

Produktnummer	18036-22
Kategorie	Rongeurs, Punches & Sampling > Punches
EAN	4251909506490



Finde 18036-22 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	1 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	4.5 cm		
Gauge	22		
Innerdiameter	0.41 mm		
Outerdiameter	0.7 mm		