



NIH Style Neuro Punch - 24G



Zur Entnahme von Mikrobereichen gefrorenen Gehirns.

Allgemein

Produktnummer	18036-24
Kategorie	Rongeurs, Punches & Sampling > Punches
EAN	4251909506506



Finde 18036-24 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	1 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	4.2 cm		
Gauge	24		
Innerdiameter	0.31 mm		
Outerdiameter	0.61 mm		