



Guter Zugang zu tief sitzenden Gefäßen.



Allgemein

Produktnummer	18038-45
Kategorie	Clamps & Clips > Clamps
EAN	4251909506513



Finde 18038-45 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	4 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Clampinglength	8 mm		
Clamppress	Light		
Length	52.5 mm		
Grampress	80 g		
Jawdims	8.6 x 1.3 mm		
Serrated	Yes		
Shape	Straight		