



Guter Zugang zu tief sitzenden Gefäßen.

Allgemein

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Produktnummer | 18039-45                |
| Kategorie     | Clamps & Clips > Clamps |
| EAN           | 4251909506520           |



Finde 18039-45 auf [finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                 |              |     |
|---------------------|---------------------------------|--------------|-----|
| Versandgewicht      | 25 g                            | Nettogewicht | 2 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                           | Maßeinheit   | EA  |
| Mindestbestellmenge | 1                               |              |     |
| Alloymaterial       | Surgical Stainless Steel (Inox) |              |     |
| Clampinglength      | 8 mm                            |              |     |
| Clamppress          | Light                           |              |     |
| Length              | 50 mm                           |              |     |
| Grampress           | 80 g                            |              |     |
| Jawdims             | 8.6 x 1.3 mm                    |              |     |
| Serrated            | Yes                             |              |     |
| Shape               | Angled                          |              |     |