


Für vaskuläre Annäherung und Anastomose. Diese Klemmen befinden sich auf einer 30 mm langen Schiene und können durch leichten Druck verschoben werden. Der Abstand zwischen den Klammern kann zwischen 3 und 16 mm eingestellt werden.



### Allgemein

Produktnummer	18040-22
Kategorie	Clamps & Clips > Clamps
EAN	4251909506568



Finde 18040-22 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

### Technische Informationen

Versandgewicht	10 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Clampinglength	5.5 mm		
Clamppress	Variable		
Length	11 mm		
Grampress	5 to 15 g		
Jawdims	5.5 x 1.5 mm		
Serrated	No		
Shape	Straight		