



V-Hook - 11cm/0.4mm Tip Diameter



Legt feine Fäden um Blutgefäße, funktioniert ähnlich wie die Ligaturhilfen.

Allgemein

Produktnummer	18052-12
Kategorie	Needles, Threads & Holders
EAN	4251909506674



Finde 18052-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	10 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11 cm		
Holediameter	1 mm		
Tipdimensions	0.4 x 0.2 mm		