



Kleinste hämostatische Klemmen vom Typ Bulldog mit einer Federbreite von 3 mm.

Allgemein

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Produktnummer | 18054-28                    |
| Kategorie     | Clamps & Clips > Serrefines |
| EAN           | 4251909506698               |



Finde 18054-28 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                 |              |     |
|---------------------|---------------------------------|--------------|-----|
| Versandgewicht      | 5 g                             | Nettogewicht | 1 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                           | Maßeinheit   | EA  |
| Mindestbestellmenge | 1                               |              |     |
| Alloymaterial       | Surgical Stainless Steel (Inox) |              |     |
| Clampinglength      | 6 mm                            |              |     |
| Clamppress          | Medium                          |              |     |
| Length              | 28 mm                           |              |     |
| Jawdims             | 6 x 2 mm                        |              |     |
| Serrated            | Yes                             |              |     |
| Shape               | Straight                        |              |     |