



Mikroserrefine-Klemme mit feinen atraumatischen Zahnungen und 2 mm Federbreite. Wird verwendet, um ein klares chirurgisches Feld bei erweitertem arteriellen Kreuz-Klammern zu erhalten. Hinweis: Diese Klammern sollten niemals mit den Fingern zusammengedrückt werden. Nur den entsprechenden FST-Applikator 18056-14 oder 18057-14 verwenden.

Allgemein

Produktnummer	18055-02
Kategorie	Clamps & Clips > Serrefines Most Popular > Clamps & Clips
EAN	4251909506711



Finde 18055-02 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Clampinglength	8 mm		
Clamppress	Light		
Length	16 mm		
Grampress	85 g		
Jawdims	8 x 2 mm		
Serrated	Yes		
Shape	Straight		