



**MOST
POPULAR**



SERRATED

Mikroserrefine-Klemme mit feinen atraumatischen Zahnungen und 2 mm Federbreite. Wird verwendet, um ein klares chirurgisches Feld bei erweitertem arteriellen Kreuz-Klammern zu erhalten. Hinweis: Diese Klammern sollten niemals mit den Fingern zusammengedrückt werden. Nur den entsprechenden FST-Applikator 18056-14 oder 18057-14 verwenden.

Allgemein

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Produktnummer | 18055-03 |
| Kategorie | Clamps & Clips > Serrefines |
| EAN | 4251909506728 |



Finde 18055-03 auf
finescience.com

Technische Informationen

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------|-----|
| Versandgewicht | 5 g | Nettogewicht | 1 g |
| Paketgröße | 1 Pc. | Maßeinheit | EA |
| Mindestbestellmenge | 1 | | |
| Alloymaterial | Surgical Stainless Steel (Inox) | | |
| Autoclavesafe | Yes | | |
| Clampinglength | 6 mm | | |
| Clamppress | Medium | | |
| Length | 15 mm | | |
| Grampress | 100 g | | |
| Jawdims | 6 x 1 mm | | |
| Serrated | Yes | | |
| Shape | Straight | | |