




Mikroserrefine-Klemme mit feinen atraumatischen Zahnungen und 2 mm Federbreite. Wird verwendet, um ein klares chirurgisches Feld bei erweitertem arteriellen Kreuz-Klammern zu erhalten. Hinweis: Diese Klammern sollten niemals mit den Fingern zusammengedrückt werden. Nur den entsprechenden FST-Applikator 18056-14 oder 18057-14 verwenden.

Allgemein

Produktnummer	18055-04
Kategorie	Clamps & Clips > Serrefines Most Popular > Clamps & Clips
EAN	4251909506735



Finde 18055-04 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Clampinglength	4 mm		
Clamppress	Strong		
Length	13 mm		
Grampress	125 g		
Jawdims	4 x 0.75 mm		
Serrated	Yes		
Shape	Straight		