



MOST
POPULAR



SERRATED

Mikroserrefine-Klemme mit feinen atraumatischen Zahnungen und 2 mm Federbreite. Wird verwendet, um ein klares chirurgisches Feld bei erweitertem arteriellen Kreuz-Klammern zu erhalten. Hinweis: Diese Klammern sollten niemals mit den Fingern zusammengedrückt werden. Nur den entsprechenden FST-Applikator 18056-14 oder 18057-14 verwenden.

Allgemein

Produktnummer	18055-05
Kategorie	Clamps & Clips > Serrefines Most Popular > Clamps & Clips
EAN	4251909506742



Finde 18055-05 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Clampinglength	6 mm		
Clamppress	Medium		
Length	17 mm		
Grampress	70 g		
Jawdims	6 x 1 mm		
Serrated	Yes		
Shape	Angled		