



Dieser Applikator verfügt über spezielle U-förmige Seitenstützen für einen besseren Halt der Clips. Zur Verwendung mit Mikroserrerrefinen der Reihe FST 18055.

Allgemein

Produktnummer	18057-14
Kategorie	Clamps & Clips > Appliers Most Popular > Clamps & Clips
EAN	4251909506773



Finde 18057-14 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	28 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	14 cm		
Lockable	No		