



Allgemein

Produktnummer	18058-18
Kategorie	Clamps & Clips > Clamps MedTech Line
EAN	4251909511579



Finde 18058-18 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Clampinglength	9 mm		
Clamppress	Light		
Length	18 mm		
Grampress	0.29 - 0.39 N / 30 - 40 g		
Serrated	Yes		
Shape	Straight		