



Biemer Clip Applicator Forceps Style - 14cm/Straight/without Lock



Der Biemer-Clip-Applikator kann mit den FST-Artikelnummern 18058-15 und 18058-18 verwendet werden.

Allgemein

Produktnummer	18059-14
Kategorie	Clamps & Clips > Appliers MedTech Line
EAN	4251909511692



Finde 18059-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	38 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	14 cm		
Lockable	No		
Sterile	No		