



Single Use Feeding Needles - Straight/75mm/15G/3mm Tip Diameter



Diese wirtschaftlichen Nadeln zur Fütterung besitzen Luer-Sperren aus Kunststoff mit Silikonspitzen. Sie sind nicht giftig und nicht pyrogen. Die Nadeln können leicht in jede beliebige Form gebracht werden.

Allgemein

Produktnummer	18061-15
Kategorie	Lab Accessories > Feeding Needles Most Popular > Lab Accessories
EAN	4251909506803



Finde 18061-15 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	10 g	Nettogewicht	5 g
Paketgröße	5 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Various		
Length	75 mm		
Gauge	15		
Shape	Straight		
Sterile	Yes		
Style	Single use		
Tipdiameter	3 mm		
Tipshape	Barrel		