



Single Use Feeding Needles - Straight/38mm/20G/1.75mm Tip Diameter



Diese wirtschaftlichen Nadeln zur Fütterung besitzen Luer-Sperren aus Kunststoff mit Silikonspitzen. Sie sind nicht giftig und nicht pyrogen. Die Nadeln können leicht in jede beliebige Form gebracht werden.

Allgemein

Produktnummer	18061-20
Kategorie	Lab Accessories > Feeding Needles Most Popular > Lab Accessories
EAN	4251909506827



Finde 18061-20 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	5 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Various		
Length	38 mm		
Gauge	20		
Shape	Straight		
Sterile	Yes		
Style	Single use		
Tipdiameter	1.75 mm		
Tipshape	Barrel		