



Reusable Feeding Needle - Ball Tip - 25 mm/22G/Straight/1.25 mm Ø



Mit Luer-Sperre. Ideal für transkardiale Infusionen mit Fixierung.

Allgemein

Produktnummer	18061-22
Kategorie	Lab Accessories > Feeding Needles Most Popular > Lab Accessories
EAN	4251909506834



Finde 18061-22 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	25 mm		
Gauge	22		
Shape	Straight		
Sterile	No		
Style	Reusable		
Tipdiameter	1.25 mm		
Tipshape	Round		
Xsizeweightmc	15-20 g		