



Ligation Aid - 10.5cm/0.4mm Hole Diameter



Zum Legen feiner Wundnähte unter und um ein Blutgefäß zum Abbinden und für das Abbinden peripherer Nerven. Für die Artikel Nummer 18062-13 und 18063-13 erleichtert eine Auskehlung in Richtung Öse das Einfädeln.

Allgemein

Produktnummer	18062-12
Kategorie	Needles, Threads & Holders
EAN	4251909506889

Finde 18062-12 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	10 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	10.5 cm		
Holediameter	0.4 mm		