



Kronecker Ligation Aid - 13cm/1mm Hole Diameter



Zum Legen feiner Wundnähte unter und um ein Blutgefäß zum Abbinden und für das Abbinden peripherer Nerven. Für die Artikel Nummer 18062-13 und 18063-13 erleichtert eine Auskehlung in Richtung Öse das Einfädeln.

Allgemein

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Produktnummer | 18062-13                   |
| Kategorie     | Needles, Threads & Holders |
| EAN           | 4251909506896              |



Finde 18062-13 auf [finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                 |              |      |
|---------------------|---------------------------------|--------------|------|
| Versandgewicht      | 30 g                            | Nettogewicht | 25 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.                           | Maßeinheit   | EA   |
| Mindestbestellmenge | 1                               |              |      |
| Alloymaterial       | Surgical Stainless Steel (Inox) |              |      |
| Length              | 13.5 cm                         |              |      |
| Feature             | Right handed                    |              |      |
| Holediameter        | 1 mm                            |              |      |
| Islefthanded        | No                              |              |      |