



Kronecker Ligation Aid - 13cm/1mm Hole Diameter/Left-Handed



Zum Legen feiner Wundnähte unter und um ein Blutgefäß zum Abbinden und für das Abbinden peripherer Nerven. Die Auskehlung in Richtung Öse erleichtert das Einfädeln.

Allgemein

Produktnummer	18063-13
Kategorie	Needles, Threads & Holders
EAN	4251909506902



Finde 18063-13 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	27 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	13.5 cm		
Holediameter	1 mm		
Islefthanded	Yes		