



Reusable Feeding Needle - Ball Tip - 38 mm/20G/Curved/2.25 mm Ø



Mit Luer-Sperre. Ideal für transkardiale Infusionen mit Fixierung.

Allgemein

Produktnummer	18065-20
Kategorie	Lab Accessories > Feeding Needles Most Popular > Lab Accessories
EAN	4251909506926



Finde 18065-20 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	38 mm		
Gauge	20		
Shape	Curved		
Sterile	No		
Style	Reusable		
Tipdiameter	2.25 mm		
Tipshape	Round		
Xsizeweightmc	20-25 g		
Xsizeweightrt	50-75 g		