



Double Pronged Hook - 11cm



Die Spitze besteht aus zwei sehr scharfen, fast horizontal zueinander angeordneten Spitzen. Durch leichten Druck nach unten und leichtes Drehen im Uhrzeigersinn dringen die Spitzen horizontal in feine Membran oder Haut ein, so dass diese nach oben gehoben werden kann. Dieses Instrument wird auch erfolgreich eingesetzt, um feines Gewebe von einem darunter liegenden Bereich zu trennen, der nicht geschnitten werden soll.

Allgemein

Produktnummer	18067-11
Kategorie	Pins, Probes & Hooks > Hooks
EAN	4251909506933



Finde 18067-11 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	30 g	Nettogewicht	7 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11 cm		
Tipdiameter	1 mm		
Tipshape	Curved		