



Horizon™ Ligation Applicator



Das Horizon™ System bietet einen starken, sicheren Clip in Verbindung mit einem effizienten, praktischen Easy-Load-Kartuschen-System.

Allgemein

Produktnummer	18070-00
Kategorie	Clamps & Clips > Horizon System
EAN	4251909512156



Finde 18070-00 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	50 g	Nettogewicht	49 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	15 cm		
Shape	Curved		
Sterile	No		