



Horizon™ Ligation Clips



Die vorgeformte V-Geometrie des Horizon™ Clips umschließt das Gewebe zuverlässig und stabil. Die herzförmige Drahtstruktur sorgt für optimalen Halt, wobei die dreieckigen Clip-Schenkel maximalen Gewebekontakt gewährleisten.

Allgemein

Produktnummer	18070-10
Kategorie	Clamps & Clips > Horizon System
EAN	34026704410201



Finde 18070-10 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	12 g	Nettogewicht	11 g
Paketgröße	6 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Titanium		
Autoclavesafe	Yes		
Dimensionstext	1.98 x 2.87 mm		
Sterile	No		