



Das Horizon™ System bietet einen starken, sicheren Clip in Verbindung mit einem effizienten, praktischen Easy-Load-Kartuschen-System.

Allgemein

Produktnummer	18073-00
Kategorie	Clamps & Clips > Horizon System
EAN	4251909512163



Finde 18073-00 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	64 g	Nettogewicht	63 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	16.5 cm		
Shape	Straight		
Sterile	No		