



Dieser implantierbare Gefäßverschluss ist ideal für Studien des Blutflusses für schnelle abhängige „Zeroflow Baseline“-Bestimmung. Er ist auch bei Untersuchungen der Blutzirkulation, anhaltender Implantation oder Abschnürung von Weichorganen sowie bei akuten oder chronischen Anwendungen einsetzbar.

Allgemein

Produktnummer	18080-03
Kategorie	Clamps & Clips > Occluders
EAN	4251909506964



Finde 18080-03 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	2 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Silicone		
Clamppress	Variable		
Jawdims	5 x 3 mm		
Tipdimensions	A: 3 mm - B: 5 mm - C: 1.5 mm		