



Zur sicheren Ablage für empfindliche Seziergeräte während des Gebrauchs. Stecken Sie die scharfen Enden in ein Tuch, um die Montagefeder zu sichern. Instrumente nicht enthalten.

Das Produkt ist discontinued und nur limitiert verfügbar.

Allgemein

Produktnummer	18090-00
Kategorie	Instrument Care > Storage
EAN	4251909506971



Finde 18090-00 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	11 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	No		
Dimensionstext	4 x 2 x 2 cm		