



Die Basisplatte besteht aus mattem Edelstahl, um die Reflexion zu reduzieren. Die Schlitzte an der Außenseite sichern die Kugellkettenreaktoren, die eine Retraktion in jeder Richtung bieten (seitlich oder nach unten) mit Hilfe der Hebevorrichtungen für Kugellketten. Mit Hilfe der Kugellketten kann das Tier auch in einer festen Position gehalten werden. Vier Füße erhöhen die Basisplatte um 1,5 cm, um eine Arretierung der Kugellkettenreaktoren zu erleichtern. Die breiten Haken können an die Kugellkettenreaktoren angefügt werden, wenn dies gewünscht ist.

Das Produkt ist discontinued und nur limitiert verfügbar.

Allgemein

Produktnummer	18100-02
Kategorie	Retractors > Retraction Systems
EAN	4251909509552



Finde 18100-02 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	70 g	Nettogewicht	63 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Width	3 cm		
Height	8.5 cm		
Dimensionstext	8.5cm High x 3cm Wide		