



Diese synthetischen chirurgischen Schwämme nehmen Flüssigkeiten doppelt so schnell auf wie die besten Watteschwämme und haben die dreifache Aufnahmekapazität. Sie werden aus starkem, weichem, flusenfreien Material hergestellt, das biokompatibel ist, bei feinem Gewebe nicht reizend ist und keine Fasern hinterlässt, die eine Wunde verschmutzen könnten. Sie werden durch Strahlung sterilisiert und in durchsichtigen, versiegelten Packungen geliefert.

### Allgemein

Produktnummer	18105-01
Kategorie	Lab Accessories
EAN	4251909506988



Finde 18105-01 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

### Technische Informationen

Versandgewicht	225 g	Nettogewicht	140 g
Paketgröße	200 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Synthetic with plastic handle		
Length	7 cm		
Mounted	Yes		
Sterile	Yes		