



Absorbent Swabs - Unmounted / Sterile



Diese synthetischen chirurgischen Schwämme nehmen Flüssigkeiten doppelt so schnell auf wie die besten Watteschwämme und haben die dreifache Aufnahmekapazität. Sie werden aus starkem, weichem, flusenfreien Material hergestellt, das biokompatibel ist, bei feinem Gewebe nicht reizend ist und keine Fasern hinterlässt, die eine Wunde verschmutzen könnten.

Allgemein

Produktnummer	18105-04
Kategorie	Lab Accessories
EAN	4251909511760



Finde 18105-04 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	153 g	Nettogewicht	10 g
Paketgröße	200 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Cellulose		
Length	20 mm		
Mounted	No		
Sterile	Yes		