

F · S · T

Fiber Optic Swabs



Allgemein

Produktnummer	18106-01
Kategorie	Lab Accessories > Magnifiers
EAN	4251909507008



Finde 18106-01 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	45 g	Nettogewicht	42 g
Paketgröße	100 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Autoclavesafe	Yes		
Length	15 cm		
Item	Pack of 100		
Shape	Straight		
Sterile	No		
Tipdiameter	2.5 mm		